

آلية صرف الإبر (Needles) مع أقلام الانسولين

مقدمة

لقد تم إضافة إبر (needles) أقلام الإنسولينات إلى نظام وصفتي، فصار بالإمكان صرف الإبر (needles) التي يحتاجها المريض عند وصف أقلام الإنسولين مثل الـ (INSULIN-GLARGINE: 100 IU/ML) SUSPENSION FOR INJECTION [SC] أو أي من أنواع الـ PRE FILLED PEN أو FLEXPEN.

في الصورة التالية مثال للإبر (needles) المقصودة في هذا المستند :




طريقة وصف الإبر (needles):

1. الذهاب الى خانة إختيار الدواء (Select drug)

بعد تحديد جرعة الإنسولين وكتابتها في الوصفة، يقوم الطبيب بوصف الإبر (needles) للمريض على النحو التالي:

The screenshot shows the 'New Prescription' form in the Wasfaty application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Registration', 'Physician Orders', and 'Prescriptions'. The main content area is titled 'Physician Orders > New Prescription'. It features a 'Diagnosis (0)' section with a 'Select Code - Description' dropdown. Below that is the 'Drugs (0)' section, which is highlighted with a red box and contains a 'Drug Generic Name' dropdown menu with 'Select Drug' as the current selection. At the bottom, there is a 'Physician Comments' section.

2. كتابة كلمة Needle أو إدخال رقم الإبر (needles) وهو 755702-395-089



3. عند إختيار الإبرة (needles) قم بتعبئة الخانات أدناه بالآتي في حال إستخدام Default instructions:

- 1- **Take**: عدد 1 إبرة (needle) (لا يمكن إستخدام أكثر من 1 في هذه الخانة).
- 2- قبل كلمة **Time(s)**: عدد المرات في اليوم الواحد أو في بعض الحالات في الإسبوع الواحد.
- 3- خانة **Dose Timing**: تترك فارغة من دون تعديل.
- 4- بعد كلمة **per**: تحديد ما إذا كانت الكميات المطلوبة يومية أم إسبوعية.
- 5- بعد كلمة **For**: فترة التي يحتاج فيها المريض للإبر (needles) (لا يمكن كتابة أكثر من 30 يوم).
- 6- بعد كلمة **Refill this for**: هنا يتم كتابة عدد مرات إعادة الصرف للإبر.
- 7- **Total Quantity**: هنا يظهر مجموع عدد الإبر (needles) حسب المدخلات أعلاه والعدد يمثل عدد الإبر (needles) بالحبة وليس بالعبوة.
- 8- **Add**: إضافة الإبر إلى وصفة المريض.



4. في حال استخدام Special instructions عند إختيار الإبرة (needles) قم بتعبئة الخانات أدناه بالآتي:

- 1-Special instructions: عدد مرات استخدام الإبر (needles) وطريقة الاستخدام.
- 2-Duration: فترة التي يحتاج فيها المريض للإبر (needles) (لا يمكن كتابة أكثر من 30 يوم).
- 3- بعد كلمة Refill this for: هنا يتم كتابة عدد مرات إعادة الصرف للإبر.
- 4- Total Quantity: هنا يتم كتابة مجموع عدد الإبر (needles) للمستفيد خلال الفترة الوصفة كاملة دون احتساب عدد مرات إعادة الصرف والعدد الذي يتم كتابته يمثل عدد الإبر (needles) بالحبة وليس بالعبوة.
- 5- Add: إضافة الإبر إلى وصفة المريض.

Drugs (0)

• Drug Generic Name
755702-395-089 - (NEEDLES : 4MM) NEEDLE [SC]

• Special Instructions 1

• Duration 2

• Route Of Administration SC

• Refills 3

◀ Back to Formatted Instructions

Total Quantity: 4 NEEDLE(s)

Indications

5

Add Reset

5. بعد إضافة الإبر إلى وصفة المريض تظهر كما في الصورة التالية، وهنا يتم التأكد ما إذا كان مجموع عدد الإبر هو المطلوب أم لا، ويمكن تعديله أو حذفه من Options.

Drug	Duration	Total QTY	Route of Admin	Instructions	Refills	Indications	Options
755702-395-089 - (NEEDLES : 4MM) NEEDLE [SC]	30	60	SC	Take 1 NEEDLE(s), 2 Time(s) per Day For 30 Day(s).	0	N/A	✍️ 🗑️

تنبيهات :

1. الإبر في هذا المستند يقصد بها الـ (Needles) وليس PRE FILLED PEN أو FLEXPEN.
2. تحديد كمية الإبر (needles) التي يحتاجها المستفيد تكون بعدد الإبر (Needles) و ليس العبوة.
3. في الأغلب يكون مجموع عدد الإبر (Needles) بنفس مجموع عدد مرات إستخدام الإنسولين (إبرة (Needle) لكل مرة (حقنة)).
4. يجب إحتساب أن الإبرة (Needle) يتم إستخدامها لمرة واحدة.
5. يجب كتابة عدد الإبر (Needles) المطلوب لشهر واحد فقط، وفي حال كان هنالك إعادة صرف للإنسولينات المصاحبة للإبر (Needles)، يمكن إضافة إعادة صرف للإبر (Needles) بنفس عدد مرات إعادة الصرف للإنسولينات.

Help and Support
92 0000 932
www.wasfaty.sa
📺 📱 wasfaty_sa



 **وصفتي**
wasfaty

Firefox  Google Chrome  Microsoft Edge  المتصفحات الامثل لاستخدام المنصة :